



Troubleshooting - DMON, MCが起動しない

DMON, MC が 起動時に “Waiting for TAC...” と表示された後に起動が止まる。

上記の症状は IEEE-1394 インターフェース(③)からの信号が PC側に届いていないことが原因です。

一旦ユニットの電源を落として以下を試してください。

- IEEE1394ケーブルの両側(①,②)を抜き挿ししてください。
- IEEE1394インターフェース基板(③)を抜き差ししてください。

以上の作業後、再度起動させてください。

起動が完了したら、これらの1つ(または全て)の接触不良が起こっていたと考えられます。

改善しない場合、IEEE1394インターフェースを新しいものと交換する必要があります。

